

Alzheimer Test

Update (2019-07-22)

รหัสการทดสอบ	ชื่อการทดสอบ	ชนิดสิ่งส่งตรวจ	ค่าอ้างอิง	เวลาในการรายงานผล	ราคา	วิธีการตรวจ
HL241	A673T APP Gene PCR-based sequencing					
HL241	APOE Genotyping					
HL242	CSF Total-Tau protein ELISA	CSF ต้องเก็บในหลอดพลาสติกชนิด Polypropylene tube (สีขาวขุ่น) เท่านั้น	Negative	30 วันทำการ	3,500	ELISA
HL242	CSF Phosphorylated-Tau protein ELISA	CSF ต้องเก็บในหลอดพลาสติกชนิด Polypropylene tube (สีขาวขุ่น) เท่านั้น	Negative	30 วันทำการ	3,500	ELISA
HL241	TREM2 GENE Mutation PCR-based sequencing					